

# MALETA TÉRMICA COM VISOR TRANSPARENTE E ALÇAS ESPECIAIS PARA RESGATE PARA CILINDRO (O<sub>2</sub>) 3 LITROS EQUIPADA REF.: FP 6451E



**Tamanho:** 0,30 x 0,60 x 0,16

## **DADOS TÉCNICOS:**

Compõem-se de cilindro de oxigênio, com válvulas e manômetro. Possui, também, máscara respiratória para boca e nariz, além de fluxômetro. Fácil transporte por maleta resistente e alças para mão e/ou ombro. Em modelo luxo, acompanha cânulas Guedel e luvas.

## **PROCEDIMENTO UNIVERSAL:**

O oxigênio pode ser administrado em adultos e crianças. Mas o procedimento difere.

Em ambos, pode ser administrado quando houver:

- 1) Parada respiratória ou cardíaca;
- 2) Trauma em geral;
- 3) Queimaduras, principalmente de face;
- 4) Choque hemodinâmico;
- 5) Emergências clínicas;
- 6) Outros casos, a critério médico.

Deve-se também, assegurar que as vias estejam livres de sangue, vômitos, secreções ou corpos estranhos. Se as vias não estiverem livres, antes de aplicar oxigênio, deverá desobstruí-las.



## ADMINISTRAR O OXIGÊNIO POR MÁSCARA EM:

Adulto Fluxo de 07 a 10 l/min

Crianças Fluxo de 05 a 07 l/min

A oxigenação não substitui a ventilação. Se a frequência respiratória for menor:

Adulto 08 movimentos por minuto

Criança 12 movimentos por minuto.

A respiração superficial acompanhada de cianose e confusão mental (sonolência, agitação) ou se não houver, movimentos respiratórios deverá auxiliar a ventilação com máscara e reanimador manual tipo ambu, assim observar:

Adulto 7 a 10 l/min e se possui reservatório.

Fluxo 12 a 15 l/min.

## OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Cuidado para não hiperinsuflar causando distensão gástrica e nem utilização em vítimas com suspeita de pneumotórax, hemotórax ou tamponamento cardíaco.

Cert. de aprovação do Ministério da Saúde: Vigilância Sanitária (Estadual)– Sócio Efetivo da ABOTEC (Associação Brasileira de Ortopedia Técnica) n.º 248. Dispensado de certificado de aprovação (C.A) e CRF (Certificado Registro Fabricante) pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. –/Tel.: (11) 2884-6000 Tronco Chave CNPJ do (MF) n.º 65.738.155/0001-75 - SP



**marimar**®

